

WINBACK

SZYBKA, BEZBOLESNA I NIEINWAZYJNA REHABILITACJA

Winback opiera się na jednej z najskuteczniejszych i najbardziej innowacyjnych technologii wykorzystywanych przez fizjoterapeutów, osteopatów oraz lekarzy pracujących w środowisku sportowym, która wspomaga regenerację układu mięśniowo-szkieletowego i znacząco przyspiesza rehabilitację. Terapia WINBACK dedykowana jest zarówno sportowcom, jak i osobom ze schorzeniami układu mięśniowo-szkieletowego.

Jak działa WINBACK?

Winback to urządzenie, które generuje energię fal radiowych związaną z promieniowaniem elektromagnetycznym wytwarzanym przez prąd zmienny o częstotliwości od 300 kHz do 1 MHz. Przekazuje ją za pomocą dwóch rodzajów elektrod: pojemnościowych i rezystywnych, dzięki czemu może ją dostarczać do ciała pacjenta w sposób ogólny lub miejscowy oraz powierzchniowy bądź głęboki.

Efektom terapeutycznym zastosowania urządzenia Winback jest działanie przeciwbólowe, wspomaganie odzyskania utraconego zakresu ruchomości oraz stymulacja naturalnych mechanizmów regeneracyjnych ludzkiego organizmu, a tym samym wspieranie błyskawicznej rehabilitacji narządu ruchu.

Kiedy stosuje się terapię WINBACK?

Winback jest bezbolesnym i nieinwazyjnym rodzajem terapii, skutecznym w leczeniu wielu jednostek chorobowych związanych z układem mięśniowo-szkieletowym, m.in.:

- Urazy sportowe (skręcenia, naderwania mięśni, stłuczenia)
- Zespół łokcia tenisisty, golfisty
- Dysfunkcje ścięgna Achillesa
- Choroba zwyrodnieniowa stawów
- Obrzęki pourazowe, pooperacyjne
- Zespoły bólowe kręgosłupa
- Stany zapalne
- Blizny



Jak wygląda terapia?

Winback to w rękach sprawnego fizjoterapeuty niezwykle wszechstronne narzędzie, umożliwiające łączenie terapii z masażem, terapią manualną, terapią tkanek miękkich a nawet z ćwiczeniami.

Terapeuta w czasie zabiegu wykorzystuje dwie elektrody, z których jedna jest elektrodą czynną (pojemnościowa/rezystywna) a druga elektrodą dyspersyjną (neutralną). Podczas zabiegu pacjent odczuwa delikatne ciepło w obrębie tkanek poddawanych leczeniu, a w przypadku istnienia lokalnego stanu zapalnego stosuje się miejscowo działanie nietermiczne.

Połączenie bodźca fizykalnego z indywidualnie dobranymi zabiegami manualnymi pozwala bardzo znacząco skrócić proces rehabilitacji. Terapię WINBACK w Poradni Rehabilitacyjnej SALUS prowadzi mgr fizjoterapii Mieszko Podleśny.